

RECOLECCIÓN DE ORINA PARCIAL DE ORINA, UROCULTIVO Y PRUEBAS EN ORINA PARCIAL

REQUISITOS PREVIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA

- Realice lavado genital con agua y jabón antes de recoger la muestra. Elimine los restos de jabón con abundante agua. No se recomienda el uso de toallas húmedas.
- Se recomienda recolectar la primera orina de la mañana, ya que esta orina está más concentrada. Si no es posible recoger la primera orina, recoger la muestra en el transcurso del día reteniendo la orina por lo menos 4 horas para lograr su concentración.
- Utilice un frasco estéril para la recolección, el cual puede ser solicitado en Laboratorio o comprado en una farmacia. No utilice envases usados.
- Se solicita no tener relaciones sexuales el día anterior a la toma de muestra.
- Si es mujer, no recoger la muestra durante el ciclo menstrual.
- Pacientes que se encontraban con tratamiento antibiótico se debe esperar mínimo 48 horas posterior a la última dosis para realizar cultivo.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA

- Inicie orinando en el inodoro o sanitario para descartar la primera parte de la orina. Luego, introduzca el frasco en el chorro sin dejar de orinar y llene mínimo hasta la mitad, retire el frasco. Termine de orinar en el inodoro.
- Tape el recipiente y marque con nombre completo del paciente e identificación.
- Llévelo lo más pronto posible a Laboratorio, de lo contrario refrigere la muestra. Entregue la muestra en un periodo máximo de 2 horas.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN NIÑOS

- Recoja la muestra utilizando el frasco recolector; si no es posible, utilice la bolsa pediátrica recolectora como se indica a continuación:
- Para evitar la contaminación de la muestra, realice aseo genital con agua y jabón antes de recoger la muestra. Elimine los restos de jabón con abundante agua. No se recomienda el uso de toallas húmedas. No aplique polvos, aceites o lociones en la piel.
- Coloque la bolsa recolectora con el adhesivo pegado a la piel. Siga las siguientes recomendaciones para que la bolsa no quede sobre el ano y así evitar que la muestra se contamine con materia fecal
- Niñas: comience a pegar la bolsa en el espacio entre el ano y el orificio vaginal. De ahí hacia arriba presione los lados de la abertura de la bolsa alrededor del orificio urinario.
- Niños: Ubique la bolsa sobre el pene y presione los lados de la abertura de la bolsa sobre la piel.
- Verifique en ambos casos que el adhesivo de la bolsa quedó firmemente pegado a la piel.
- Vigile la bolsa cada 30 minutos y tan pronto el niño orine debe retirar la bolsa cuidadosamente para no derramar la muestra.
- En caso de que transcurra una (1) hora y no se haya recogido la orina se debe cambiar la bolsa y colocarle una nueva.
- Una vez se haya recolectado la muestra de orina, transfírela de la bolsa recolectora a un frasco estéril.
- Tape el recipiente y marque con nombre completo del paciente e identificación.

- Llévelo lo más pronto posible a Laboratorio, de lo contrario refrigere la muestra.
Entregue la muestra en un periodo máximo de 2 horas.